


❖ ローソン店頭端末 **Loppi** から送信する方法

- ① 店頭端末「Loppi」に活動量計をかざします

※活動量計は表面を上にして、FeliCaマーク()に横向きで置いてください。正しく置かなかった場合、読み取りに失敗する可能性があります。



- ② データが送信されます

※データ送信中は、送信完了画面が表示されるまで活動量計を動かさず、かざしたままにしてください。



- ③ 活動量計データの送信が完了し、送信完了画面が表示されたら活動量計を外してください

※データが正しく送信されなかった場合は、活動量計を一度はずし、画面に従って再度かざしてください。



からだカルテ

※ 「Loppi」は全国のローソンおよびミニストップ各店舗の店頭に設置されています。